

Pharmamöbel

Labor- & Medizinmöbel



souverän

Pharma, Labor- & Medizinmöbel



*Eine Art,
der Wissenschaft
zu dienen:

Indem man die
perfekten Möbel
dafür baut.*

Was jeder weiß: Dass Edelstahl im labor- und medizin-
technischen Bereich ein optimales Material ist. Einfach zu rei-
nigen und damit besonders hygienisch. Was nicht jeder weiß:
Dass *erst die richtige Verarbeitung die optimalen hygiene-
technischen Voraussetzungen* bei Edelstahlelementen schafft.





*Durch die Erstellung
eines präzisen
Anforderungsprofils ent-
wickeln wir
passgenaue Lösungen!*



- Bilder links**
- Lagerschrank – Sterilgutlager
 - Arbeitsmöbel – Medikamentenproduktion

- Bilder rechts**
- Labor-Eckmöbel
 - PC-Möbel für Prozesssteuerung
 - Detail Laden- und Schrankausführung

Der wichtigste Leitsatz bei Metagro-

Labormöbel lautet: Wir bezeichnen unsere Labormöbel nicht bloß als hygienefreundlich, wir führen sie auch konsequent so aus: Alle Oberflächen sind einfach zu reinigen und desinfektionsfest. Auf Wunsch spezielle Vorkehrungen wie dichter Unterboden. Und jede Schweißnaht, die der Kunde dicht sehen will, wird von uns auch penibel auf ihre Dichtheit überprüft.

Wo immer High-Tech im Spiel ist:

Bewährtes Metagro-Design in hochklassiger Verarbeitung schafft jenen Rahmen, in dem sie effizient funktioniert.

passgenau

Pharma, Labor- & Medizinmöbel



**Wahre Größe
offenbart
sich im Detail!**

Bilder von oben nach unten

- Arbeitsschrank mit Corianarbeitsplatte
- Labormöbel
- Laminar Flow Laboranlage
- pulverbeschichteter Hochschrank
- pulverbeschichtetes Labormöbel



technische Daten Pharmaausführung

- Arbeitsplatte**
- Edelstahl 1,25 mm bis 2,0 mm
 - Unterfütterung wahlweise
 - V100 Novopanplatte und Schutzfolie
 - oder vollflächig mit CNS geschlossen
 - oder Versteifungsholme aus CNS
 - Stecknahtverbindung oder dicht verschweißt
 - Becken fugenlos eingeschweißt
 - Corian, Granit etc. möglich
- Korpus**
- doppelwandige selbsttragende Konstruktion
 - dichte Korpusausführung geschweißt oder ausgefugt möglich
 - Türen- und Ladenblenden doppelwandig, gedämmt und mit Bügelgriff oder Griffleiste versehen
 - spezial Möbelscharniere selbstschließend
 - Gummianschlagpuffer oder Dichtung umlaufend
 - fahrbare Ausführung mit elektrisch leitenden Rollen möglich
- Sockel**
- Verstellfüße mit oder ohne Steckblende
 - fixe Sockelkonstruktion möglich
- Material**
- Edelstahl 1.4301 seidenmatt geschliffen
 - Pulverbeschichtung möglich
- Abmessung**
- Modulbauweise
 - Sonderanfertigung und Sondermaterialien nach Kundenwunsch



Metagro Edelstahltechnik AG
Ramsauer Straße 35
A-3170 Hainfeld
Niederösterreich
Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71
Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83
e-mail: office@metagro.at

www.metagro.at